

NC 网络通信实验管理系统 V1.0- CCS2000V3.3 版本 软件使用说明书

北京华晟高科教学仪器有限公司
2007-6

使用说明

一、适用范围

本手册只适用于 NC 网络通信实验管理系统 V1.0 的操作，软件版本 CCS2000V3.0，不作为解决设备问题、现场安装的依据。

二、手册约定

1. 特殊符号约定

💡：注意——与操作有关，表示若不按要求操作，可能达不到操作效果。

⚠：警告——与操作有关，表示若不按提示操作可能造成对设备和人身的伤害。

🔊：说明——对手册重要内容的补充解释或提示相关链接。

2. 菜单符号约定

带尖括号“< >”表示键名、按钮名以及操作员从终端输入的信息；带方括号“[]”表示人机界面、菜单条、数据表和字段名等，多级菜单用“→”隔开。

3. 键盘操作约定

格式	意义
加尖括号的字符	表示键名、按钮名。如<Enter>、<Tab>、<Backspace>、<a>等分别表示回车、制表、退格、小写字母 a
<键 1+键 2>	表示在键盘上同时按下几个键。如<Ctrl+Alt+A>表示同时按下“Ctrl”、“Alt”、“A”这三个键
<键 1, 键 2>	表示先按第一键，释放，再按第二键。如<Alt, F>表示先按<Alt>键，释放后，紧接着再按<F>键

4. 鼠标操作约定

格式	意义
单击	快速按下并释放鼠标的左键
双击	连续两次快速按下并释放鼠标的左键
右击	快速按下并释放鼠标的右键
拖动	按住鼠标的左键不放，移动鼠标

三、版本演进

版本	时间	演进内容
第一版	2006 年 07 月	新编

目 录

基本内容	1
1.1 信息化综合实验室管理系统介绍	1
1.2 CCS2000 组网形式	1
1.3 软件安装	2
第二章 服务器配置	3
2.1 基本概念	4
2.2 数据库建立	4
2.2.1 建设设备和网关信息	4
2.2.2 用户及用户计算机设置	6
2.2.3 课程和实验	8
2.2.4 队列数据库设置	10
2.2.5 管理员和数据库	11
第三章 运行系统	14
3.1 服务器端运行	14
3.1.1 队列状态	14
3.1.2 计算机状态	15
3.1.3 设备状态	15
3.1.4 网关状态	16
3.1.5 文本协助	17
3.2 用户端运行	18
3.2.1 开始界面	18
3.2.2 登录	18
3.2.3 队列状态和操作	19
3.2.4 用户操作	19
3.2.5 远程网关和TELNET登录	20
3.2.6 教师特别操作	22
3.2.7 文本协助	23
第四章 升级、维护和常见故障	24
4.1	24

基本内容


NC 网络通信实验管理系统 V1.0 包括其中的实验管理和资源自动分配系统 CCS2000。提供版本 1，满足基本的功能需求。其他可以用于实验室的软件包括 LIMS2000 等。

1.1 信息化综合实验室管理系统介绍

由于学校设备采购有限，而需要进行实验的学生很多，采用信息化综合实验室管理系统可以大大减轻教师的教学负担，提高教学效果。更高效地对设备、人员和实验进行管理。

1.2 CCS2000 组网形式

这里提供一般的组网描述，设备可以是数据，程控交换或者光传输等等。具体端口以及设备，依据合同、网络产品分组和现场施工来确定。串口网关和电源网关等针对数据产品，一般没有。



CCS2000 硬件上提供了服务器，权限控制交换机，串口网关、电源网关、自动硬连线网关。软件上提供服务器、串口网关、电源网关、自动硬连线网关、用户端软件。

1.3 软件安装


软件的硬件需求：

P4 计算机或者更快速度的服务器。WINDOWS2000 或 WINDOWS XP 操作系统。其他操作系统上有可能无法保证功能和性能。

内部版本 11 月 20 日之后的软件采用绿色安装，所有 DLL 等文件直接复制到可执行文件的文件夹下。如果软件安装有问题，可以直接拷贝就可以运行，去掉直读属性。

在服务器的 USB 口上插入 USB 软件加密锁。如果没有软件加密锁，则服务器端软件服务运行。

运行安装光盘中的 CCS 服务器程序安装 SETUP.EXE。多次单击<NEXT>按钮。出现如图所示的界面后，输入名称和单位名，密码 1111。




后面和其它软件的过程一样，单击下一步。

第二章 服务器配置


在整个系统可以使用之前，需要根据组网方式，以及实验设备情况，实验课程情况进行系统数据库设置。

启动服务器软件，如图所示。



如果 10 秒内不进行任何操作，则系统自动进入运行状态。

初始用户名: zhou, 用户 ID 为 1, 密码 zhou。然后单击<登录编辑>，则进入系统数据库建立界面。



2.1 基本概念

整个数据库包括以下部分：设备库，网关库，用户库，课程和实验库，队列库，管理员库和系统数据。

相关概念如下：

设备组：一组设备，这些设备相互之间一般不会联合做实验。

设备：具有一个独立通信口的网络单元。例如一个程控交换 MP，一台可网管交换机，或者一个具有 RS232 或 RS485 口的设备。也可以是没有通信的设备，甚至是万用表。

课程：实验室需要开设的实验课程

实验：一个课程中的多个实验。

队列：是完成某些实验的一些设备的组合。队列按照设备组和课程分。一个学生选择一个实验，则这个实验需要的一个队列，这个队列中包括了完成这个实验的所有设备。

辅助队列：用于把一些设备的网线连接起来。目前只提供设备之间的软连接(VLAN 连接)，不是硬连接。可以实现免连线的网络实验。

用户计算机：指教师和学生使用的计算机。

用户：包括用户 ID，用户名，用户密码。指定的用户只能使用属于他们的计算机。但是可以选择一个计算机登陆。用户分教师和学生。教师可以管理队列，但是不能选择队列进行实验。学生可以选择实验和队列，进行实验，但是只能控制自己是否排队。

教师组：专用于管理的教师。组 ID 是 0，而且不能删除。

管理员：可以进入数据库进行修改，增加管理员用户，以及其他教师和学生用户。

2.2 数据库建立

2.2.1 建立设备和网关信息

设备分成组，每个组中包括单个的设备。

1、建立设备组

例如设备可以按照程控交换系统和智能网系统分组。如图所示。

设备组

程控交换机

智能网

编号：1

名称：程控交换机

描述：中兴通信J10

增加

删除

修改

如果要增加，则单击<增加>按钮。在增加前，如果选择的设备组有设备，那么新的设备组自动生成一样的设备，只是编号不同。例如有了 A3000 1#组，包括 PLC，百特仪表，那么新增 A3000 2#组自动包括了 PLC 和百特仪表。但是需要修改设备属性。

如果要删除，需要选中要删除的设备组，然后单击<删除>按钮。注意，如果队列库中包括了这些设备组的设备，则关联的队列被删除。

如果要修改名称或者描述，则单击<修改>按钮。编号是无法修改的。

2、建立设备

如图所示。

设备单元信息

程控交换机J10MP1#
辅助129后台服务器
TP-LINK交换机

编号：

1

名称：

程控交换机J10MP1#

描述：

程控交换机J10MP1#

组ID：

1

组名：

程控交换机

设备网口或串口连接的网关和端口：

网关ID：

0

网关名：

权限控制交换机1#

连接端口：

0

网口IP：

215.152.1.2

串口参数：

9600,N,8,1

设备串口：

COM4

修改参数

电源网关ID：

3

电源网关名：

电源网关1#

电源端口：

0

增加

删除

修改

端口-1表示没有连接，0表示间隔连接。>0表示连接了，如果范围超过网关端口，表示没有连接。

如果要增加，则单击<增加>按钮。

如果要删除，需要选中要删除的设备组，然后单击<删除>按钮。注意，如果队列库中包括了这些设备，则关联的队列被删除。

如果要修改任何项目，则单击<修改>按钮。编号以及所属的设备组无法更改。


IP 地址对于 IP 过滤型的权限控制非常重要。

如果选择了串口网关，则需要设置串口参数。

如果这个设备的网口连接到了网关（交换机）的某个端口，则需要设置网关 ID 和端口号。网关 ID，需要写入一个已经存在的网关 ID，网关名在刷新时自动根据 ID 号来刷新。连接的端口在 1 到 VLAN 交换机可用以太网端口之间。例如 24 端口交换机，则在 1-22 之间，23 端口用于控制交换机，24 端口用于堆叠或者连接普通交换机。如果端口<0 表示设备不连接到交换机上。

电源网关用户控制设备电源。需要额外增加控制设备，作为可选功能。


3、建立网关



网关的设置非常复杂，而且基本不变，所以一般不容许用户改变。
如果要增加，则单击<增加>按钮。
如果要删除，需要选中要删除的设备组，然后单击<删除>按钮。注意，如果设备中关联了这些网关，则需要修改这些设备属性。
如果要修改名称或者描述，则单击<修改>按钮。编号是无法修改的。
IP 地址非常重要，否则无法控制交换机。另外网口数也很重要。注意了解组网时那些端口已经占用，不能自由连接用户或设备。
选择类型，目前只有选择交换机型。以后一定要安装服务器上的标记，选择规定的类型。

2.2.2 用户及用户计算机设置

用户指教师和学生计算机或者用户信息，教师可以管理队列，但是不能选择队列进行实验。学生可以选择实验和队列，进行实验，但是只能控制自己是否排队。
注意：教师组 ID 是 0，而且不能删除。



1、建立用户计算机组

为了便于管理，可以把教师和学生计算机分组。用户计算机组管理如图所示。

用户组

教师组
学生组1
学生组2
学生组3
学生组4
学生组5

编号：

0

名称：

教师组

描述：

管理实验的教师1

增加

删除

修改

如果要增加，则单击<增加>按钮。在增加前，如果选择的用户计算机组有用户计算机，那么新的用户组自动生成一样的用户计算机参数。大大加快建立数据库的时间。

如果要删除，需要选中要删除的用户计算机组，然后单击<删除>按钮。

如果要修改名称或者描述，则单击<修改>按钮。编号是无法修改的。

2、建立用户计算机参数

用户计算机参数设置，如图所示。

用户计算机参数

教师1#
教师2#

编号：

1

名称：

教师1#

描述：

教师

组ID：

0

组名：

教师组

通讯网卡IP地址最后一位：

1

实验网卡连接

网关ID：

0

网关名：

权限控制交换机1#

连接端口：

1

串口的网关连接

网关ID：

2

网关名：

串口网关1#

网关端口：

1

串口参数：

19200,N,8,1

连接端口：

COM1

修改参数

增加

删除

修改

端口-1表示没有连接，0表示间隔连接。>0表示连接了，如果范围超过网关端口，表示没有连接。

如果要增加，则单击<增加>按钮。

如果要删除，需要选中要删除的用户计算机组，然后单击<删除>按钮。

如果要修改名称或者描述，则单击<修改>按钮。编号以及所属的用户组无法更改。

用户计算机的详细信息包括“通信 IP”，指和 CCS2000 服务器通信的 IP 地址，只写最后一个位。其他同服务器 IP 地址前三位，如同 192.168.1.X 形式，X 在 1-199 之间。 可以设置多个网卡，或者一个网卡多个地址。单是最好不要同一个网段多个 Ip 地址。

这个计算机连接到了网关（交换机）的某个端口，需要设置网关 ID 和端口号。网关 ID，


第 7 页 共 27 页（含说明和目录）

需要写入一个已经存在的网关 ID，网关名在刷新时自动根据 ID 号来刷新。连接的端口在 1 到 VLAN 交换机可用以太网端口之间。例如 24 端口交换机，则在 1-22 之间，23 端口用于控制交换机，24 端口用于堆叠或者连接普通交换机。如果端口<0 表示设备不连接到交换机上。

串口的设置用于特殊串口网关，需要特别的网关。

3、用户账号设置

用户可以选择一个计算机登录。需要输入 ID 号，姓名（就是账号），以及密码。



如果要增加，则单击<增加>按钮。


如果要删除，需要选中要删除的用户计算机组，然后单击<删除>按钮。

如果要修改名称或者描述，则单击<修改>按钮。需要指定用户类别，是教师还是学生。编号，姓名都可以更改，但是不能和已经有的重复。密码可以为空。

一般给学校提供的 user0, 0 ,1111 为教师用户，其他分别为 user1, 1, 1111, user2, 2, 1111 依次增加到 40。

2.2.3 课程和实验

每个课程都包括一定个数的实验，如图所示。




1、建立课程

如果要增加，则单击<增加>按钮。在增加前，如果选择的课程有实验项目，那么新的课程自动生成一样的实验项目。大大加快建立数据库的时间。

如果要删除，需要选中要删除的课程，然后单击<删除>按钮。如果某些队列关联到了这个课程的实验，则队列被删除。

如果要修改名称或者描述，则单击<修改>按钮。编号是无法修改的。

2、建立实验



如果要增加，则单击<增加>按钮。

如果要删除，需要选中要删除的实验，然后单击<删除>按钮。

如果要修改任何项目，则单击<修改>按钮。编号以及所属的设备组无法更改。

课程 ID 无法修改。容许时间非常重要，需要大致估算一个实验的一般完成时间。如果学生难以及时完成，可以让老师对学生个别增加时间。

2.2.4 队列数据库设置

队列是完成某些实验的一些设备的组合。队列按照设备组和课程分。一个学生选择一个实验，则这个实验需要的一个队列，这个队列中包括了完成这个实验的所有设备。
队列的设置比较复杂，如图所示。



首先选择设备组和课程，只有属于这个设备组和课程的队列才会出现。注意：如果删除了设备组或者课程，则可能删除了关联到它们的队列。

如果要增加，则单击<增加>按钮。

如果要删除，需要选中要删除的实验，然后单击<删除>按钮。

如果要修改任何项目，则单击<修改>按钮。编号以及所属的设备组无法更改。

队列编号无法修改。队列名称和描述可以更改。


队列的类型非常重要，包括独占类型、共享类型和辅助型队列。如果是独占类型，则一个时刻只能有一个用户访问这个队列的设备。如果是共享类型，则所有选择这个队列的用户都可以访问这个队列的设备。辅助型队列用于连接设备的网线，支持免连线的远程实验，对于软连接，直接提供；对于硬连接需要特殊的网关设备。软连接可能不支持中兴之外的交换机接入，而且限制 VLAN。这个功能为远程实验，以及实验的复杂设计提供了可能。

从可选设备列表中选择这个队列包括的设备，然后单击<>>按钮。则被选择的设备出现在占用设备列表中。如果要从被选择的设备列表中删除设备，则选中设备，单击<<<按钮。

从可选实验列表中选择这个队列支持的实验，然后单击<>>按钮。则被选择的实验出现在支持的实验列表中。如果要从支持的实验列表中删除实验，则选中实验，单击<<<按钮。

2.2.5 管理员和数据库


管理员是可以进入数据库进行修改，增加管理员用户，以及其他教师和学生用户。
设置管理员和数据库如图所示。




如果要增加管理员，则单击<增加>按钮。
如果要删除管理员，需要选中要删除的实验，然后单击<删除>按钮。
如果要修改任何项目，则单击<修改>按钮。编号无法更改。

主要用于数据产品的命令过滤(仅 CONSOLE 口过滤)
如果要增加过滤命令，则单击<增加>按钮。
如果要删除过滤命令，需要选中要删除的实验，然后单击<删除>按钮。
如果要修改任何项目，则单击<修改>按钮。


数据库操作包括各个版本，使用修改时间作为版本。
单击<保存数据库>，如图所示。可以在文件名后面增加时间信息。



单击<恢复数据库>，如图所示。可以把数据库替换系统的数据库。




系统设置，如图所示。



服务器用户通信 IP 就是和教师、学生计算机通信的 IP 地址。一般设置为 192.168.1200。最后一位固定是 200。

服务器网关通信 IP 就是和网关通信的 IP 地址。一般为系统 ip 的倒数第 2 位加 2。



端口扫描用于端口设置，要求 64 个空闲端口。默认 3227-3291。


到这里，数据库设置完成。一定要把修改好的数据库分发到所有教师端和学生端安装路径的 database 文件夹!! 一般用户端启动时会自动数据同步。

第三章 运行系统

3.1 服务器端运行

启动服务器软件，单击按钮<直接运行>，或者不操作 10 秒，则系统服务器自动进入运行状态。

如图所示。可以看到队列状态，计算机状态，设备状态和网关状态。



3.1.1 队列状态

队列状态的显示项目可以按照设备组和课程过滤。例如选择程控交换设备组，则只有这个设备组的队列显示在下面。

如果在列表中选择某个队列，则队列中的具体信息显示在右边。包括当前学生名，当前学生的剩余时间，以及整个队列排队的总剩余时间。如果队列是共享型的，则当前学生为“所有人”，队列的总时间为最长一个学生的剩余时间。

3.1.2 计算机状态

如图所示，计算机状态包括登录名，连接状态。在没有连接时，则用户名“未连接”，如果连接了还没有登录，则显示“未登录”。登录后就显示登录的用户名。
连接状态包括：没有连接，连接未登录，已经登录，排队等待，正在试验。



后面的显示还包括通信网卡连接的网关和端口，实验网卡连接的网关和端口。

3.1.3 设备状态

在设备状态中显示“设备空闲”或者“设备占用”。



3.1.4 网关状态


显示网关的相关信息，包括在线状态：“已经连接”，“没有连接”。网关状态包括“控制正确”以及“控制出错”。

由于采用循环刷新的方式，这里的状态更改可能需要最长 1 分钟时间。



3.1.5 文本协助

如果单击<文本协助>，则出现文本协助窗口，可以向所有用户发送文本信息。在教师端和学生端都具有一样的内容，如图所示。




用户中显示本地拥护。可以选择字体，颜色，表情，字大小等等。右边选择文本发送的目标用户。可以选择所有组的所有人，也可以选择某组的所有人，或者指定一个人。只有连接的用户才能收到信息。发送的信息保存在聊天纪录中。再次单击<文本协助>可以关闭这个窗口。

3.2 用户端运行

首先进入一个开始界面，对所有用户的网络设置进行检查。要求通信 ip 设置正确。依据登录的用户决定是老师还是学生。老师的可操作内容多于学生，同时老师也可以作为学生，进行实验。用户的很多属性在服务器数据库建立时就已经确定。

3.2.1 开始界面


运行用户端软件，如图所示。



可以 IP 设置错误。可以修改 ip 地址，如果和服务器数据库不同步，则连接时自动同步。和服务器通讯 Ip 可以选择，也可以让系统自动判定。

3.2.2 登录

没有错误后，可以单击<连接>按钮，然后单击<登录管理>按钮，显示登录界面。如图所示。




教师输入用户名，用户编号，用户密码。然后单击<登录>按钮，就可以进入运行界面。

如果出现错误，则直接显示错误信息。

3.2.3 队列状态和操作

教师端队列状态界面如图所示。



选中一个用户，教师可以进行如下操作：

单击<强制退出>，则该用户被强制退出。1 分钟内将在教室端显示出来。

单击<强制前移>，则该用户被强制移动到上一个人的前面。要求被选择的用户在第三个人之后，否则显示错误。对于共享型队列，这些操作没有意义。

单击<强制最靠前>，则该用户被强制移动到第二人位置。要求被选择的用户在第三个人之后，否则显示错误。对于共享型队列，这些操作没有意义。如果要想着这个学生马上可以实验，则可以把第一个人强制退出。

增加时间，则可以给选择的学生增加一定的时间。以分钟计算。

3.3.4 用户操作

用户操作包括队列选择，以及主动退出。



选择课程，然后选择实验，就可以看到对应这个课程，满足这个实验的队列。然后单击<加入对列>，如果这个队列的设备已经被其他队列占用，则你不能排队，服务器系统反馈错误信息。如果可以，则在1分钟内，显示所选队列的信息。目前一个学生一次只能选择一个队列排队。

选中一个队列，然后单击<退出对列>，等待服务器响应，就可以退出。

3.2.5 远程网关和TELNET登录

如果选择了串口到以太网网关，则这里显示选中的队列中的设备。如果设备为串口，则可以串口控制台命令行控制，对于数据产品特别有用。对于网口设备，如果支持Telnet也可以使用控制台。

使用串口网关，可以实现不连接专门的串口就可以通过网络配置产品的串口，从而具有底层控制设备的能力，而且为远程实验提供了可能。再加上辅助队列功能，完全可以免连线操作。通过命令，可以使得产品回到出厂状态。



选择可以连接的串口设备。然后单击[连接串口设备], 如图所示。



正式运行时会显示设备串口设置。单击[连接]按钮。

然后在发送内容的文本框中输入发送的内容。然后按回车或者按[回车发送]按钮发送。如果需要发送一个文本文件中的批命令。则单击[连续操作文件]按钮。然后选择你写好的文本文件。系统开始按 1 秒 1 行的方式发送。

范例如下：

;说明：对于命令开始和结束后的空命令，则直接删除。

;说明：在中间的一些命令行，如果出现空，则系统会增加 1 秒的等待。如果是空格，则发送回车

config router ;进入配置,可以使用;增加注释，每隔 1 秒左右发送 1 行。

```
set ipport 0 disable ;
```

```
set ipport 0 vlan 1
```

```
set ipport 0 ipaddress 192.168.1.100/24
```

```
set ipport 0 enable
```

;增加空格，表示发送空格加回车

;仅是一个注释，没有空格，但是系统会增加 1 秒的等待。

```
exit
```


;如果是最后的空行，则直接删除

3.2.6 教师特别操作

如果单击<重载系统>，则所有用户都被断开。这个操作一定要小心。因为所有排队信息都被删除。等于整个系统重新启动。


其他包括“放弃权限控制”“正常权限控制”和“断开所有用户”，从而对设备进行特殊控制。最重要的是对可选课程、实验和队列进行选择。把可选和不可选的内容选择到下面的列表中。整个方案还可以保存到外部文件，或者恢复。

发送到服务器，那么所有学生可以选择的课程，实验和队列就是在老师的控制范围内。



3.2.7 文本协助

如果单击<文本协助>，则出现文本协助窗口，可以向所有用户发送文本信息。如图所示。



用户中显示本地拥护。可以选择字体，颜色，表情，字大小等等。右边选择文本发送的目标

用户。可以选择所有组的所有人，也可以选择某组的所有人，或者指定一个人。只有连接的用户才能收到信息。发送的信息保存在聊天纪录中，单击<聊天纪录>可以打开纪录窗口。再次单击<文本协助>可以关闭这个窗口。选择<用户注销>按钮，则退出到开始界面。

第四章 升级、维护和常见故障

4.1 使用中错误

有可能退出程序马上又进入，无法进入。使用程序管理器，关闭可能还在运行的 CCS2000 程序进程。

4.2 数据库更新

- 1、一般情况，每个学校配置的数据库都不一样，而且老师也可能修改数据库，所以如果要重新安装软件，必须把配置好的数据库 ccs2000.mdb 复制到安装路径的 database 文件夹下，覆盖原来的文件。例如西南石油用户端在学生计算机的 e:\program file\huatec\ccs2000u\database 下。服务器端在 c:\program file\huatec\ccs2000u\database。
- 2、如果老师自己修改了数据库配置，则把 c:\program file\huatec\ccs2000u\database 文件夹下的 ccs2000.mdb 复制给没有学生，覆盖安装路径的 database 文件夹下原来的文件。西南石油是 e:\program file\huatec\ccs2000u\database。
- 3、西南石油分发的方法是：把 ccs2000.mdb 压缩成 ccs2000.rar，复制到服务器 d:\www 文件夹下。同学可以通过网页 192.168.1.220，下载这个文件，然后释放，覆盖学生计算机的 e:\program file\huatec\ccs2000u\database 下的原来文件。
- 4、如果升级覆盖数据后显示还是不一致，则请重新启动计算机，然后再次覆盖。]
- 5、如果增加新的计算机，请对应好学生 IP 地址和端口就可以了。